

PRODUCTION RÉGIONALE

- Fabrication du produit à Osnabrück – Made in Germany
- Matériaux résistants, durables et faciles d'entretien
- Textiles contrôlés pour les substances nocives selon la norme OEKO-TEX® STANDARD 100
- Le modèle **einstein** satisfait à toutes les exigences allemandes et européennes applicables en matière de sécurité et de performance pour les dispositifs médicaux, conformément à :
 - Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux – Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR (UE))
 - Loi allemande d'application du droit des dispositifs médicaux (MPDG).

Veuillez également tenir compte de la déclaration de conformité UE jointe au produit.

ACCESSOIRES COMPLETS

- Grâce à des accessoires fonctionnels (repose-jambes, appui-nuque, accoudoirs, table thérapeutique, ceinture pelvienne, bascule, etc.), l'adaptation individuelle du siège permet un soutien supplémentaire adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

Toutes les informations sur l'**einstein** ici



inpasso GmbH
Heideweg 35
49086 Osnabrück / Allemagne
Tél. : +49 541 33 09 56 15
E-mail : info@inpasso.de
www.inpasso.de

einstein

SYSTÈME DE STOCKAGE PAR GRAVITÉ



Photos: <https://fatboyfilm.de>, Thomas Tschöpe, Andrew Davies · Conception graphique: ellaworks.de · Version: 01/2026 © inpasso GmbH



COMMENT FONCTIONNE L'EINSTEIN ?

L'**einstein** a la forme d'un fauteuil inclinable à position basse et exploite la force physique de gravitation terrestre, communément appelée gravité. Étant donné que le centre de gravité de l'utilisateur est situé très bas dans l'**einstein**, la stabilité de la position assise ou allongée s'en trouve renforcée. Grâce au guidage corporel latéral étroit supplémentaire de l'**einstein**, certaines parties du corps (par exemple le tronc et les extrémités) sont placées dans des positions de soutien thérapeutique et y sont maintenues. Cela contribue principalement à soulager la douleur, à réduire la sollicitation des articulations ainsi qu'à prévenir et/ou traiter les contractures et les spasmes. Il est également possible de provoquer une décharge temporaire de pression de certaines parties du corps, par exemple en phase postopératoire.

À QUI S'ADRESSE L'EINSTEIN ?

Des solutions innovantes pour une posture corporelle saine et confortable sont demandées dans de nombreux domaines. Les personnes présentant des limitations physiques et/ou mentales ont notamment besoin d'un soutien individualisé afin de pouvoir s'asseoir de manière confortable et saine. L'**einstein** est conçu pour offrir à ces personnes, quels que soient leurs handicaps physiques, une aide quotidienne à la fois confortable et thérapeutique. Il peut être utilisé comme système principal d'assise et de positionnement ou comme solution de positionnement complémentaire (par exemple en combinaison avec une coque d'assise).

Grâce à sa simplicité d'utilisation, l'**einstein** peut être employé sans difficulté aussi bien à domicile que dans les établissements de soins.

INDICATIONS

Le système de positionnement est destiné à soutenir un traitement conservateur des troubles et lésions orthopédiques de l'appareil locomoteur et postural, des malpositions et instabilités corporelles. Il est utilisé notamment dans des tableaux cliniques tels que :

- ▶ Paralysie cérébrale infantile
- ▶ Myélordysplasie
- ▶ Dystrophie musculaire
- ▶ ou affections associées à des déformations scoliotiques de la colonne vertébrale

ANATOMIE

- ▶ Profondeur d'assise convexe favorisant une meilleure abduction
- ▶ Soutien et décharge des tubérosités ischiatiques (tuber ischiadicum), ainsi qu'une antéversion pelvienne visant un meilleur redressement du bassin à des fins thérapeutiques
- ▶ Stabilisation latérale du bassin et du thorax.

MOUSSE

Nous utilisons une combinaison spécifique de différentes mousses de haute qualité :

- ▶ Un noyau interne ferme assurant la stabilité, recouvert d'une mousse de surface souple garantissant un confort d'assise agréable, avec un guidage pelvien stable supplémentaire et une répartition homogène de la pression
- ▶ Une mousse viscoélastique soutient le positionnement latéral du bassin et du thorax.

Essayez l'**einstein** et constatez la différence.

L'**einstein** constitue un investissement dans votre santé et votre bien-être.

